


Suite TP PROTOPLASTES  
ASSOCIÉ AU TP FRITE.

PISTE DE PROTOCOLE MATÉRIEL: POMME DE TERRE.



ENPORTE. PIÈCE CIRCULAIRE  
DU CONNERCE.

OU

APPAREIL POUR DÉCOURPER FRITE: DIFFICILE DE  
FAIRE DES MORCEAUX IDENTIQUE DE 2 cm DE LONGUEUR  
SUSTE AVANT LE TP ET PAS POSSIBILITÉ DE LES  
RESERVER DANS L'EAU. SANS MODIFIER LA TAILLE  
DES CELLULES (POMME DE TERRE)

SOLUTION: S'INTÉRESSER AU DIAMÈTRE QUI  
EST TOUJOURS CONSTANT

SOLUTIONS DE SACCHAROSE DE CONCENTRATION CROISSANTES  
AVEC UNE FORTE CONCENTRATION VOUS AUREZ UNE  
DIFFERENCE DE 1 mm à 2 mm. ALORS SI ON CROISIT  
D'ETUDIER LA LONGUEUR ET QUE LES 6 MORCEAUX SONT  
DIFFERENT DE 1 mm: Pb. D'AV L'IDEE DE S'INTÉRESSER  
AU DIAMÈTRE.